

Produktübersicht Inhalierhilfen Klinik



LEICHTER ATMEN mit CEGLA Medizintechnik.

CEGLA
MEDIZINTECHNIK

Übersicht
INHALIERHILFEN



RC-Chamber®



Tipshaler HospitHal®



CombiHaler®



MinimHal®

EINATEMVENTIL	mit integrierter Einatemkontrolle	mit integrierter Einatemkontrolle	im Beatmungssystem	im Beatmungssystem
KAMMERGRÖSSE	160 ml	150 ml	210 ml	60 ml
VARIANTEN	Säuglinge mit Maske (0–1 J.) Kleinkinder mit Maske (1–5 J.) Erwachsene ohne Maske (ab 5 J.) Erwachsene mit Maske (ab 5 J.) Tracheostoma (knüliert)	Säuglinge mit Maske (0–1 J.) geteilte Kindermaske (1–6 J.) Mundstück (ab 6 J.) geteilte Erwachsenenmaske (ab 6 J.)		
SCHUTZENGELEKONZEPT	integrierter Notfallplan Schutzengelanhänger Umverpackung dient als Aufbewahrungsbeutel u. a. auch für Dosieraerosole, Peak-Flow-Meter, Kortison-tabletten, etc.			
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN	Dosieraerosole Respimat	Dosieraerosole Respimat	Dosieraerosole Respimat Aerogen	Dosieraerosole Respimat Aerogen
REINIGUNG	Einpatientengebrauch spülmaschinenfest auskochbar (100° Grad) mikrowellengeeignet	autoklavierbar	Einmalprodukt	Einmalprodukt
NUTZUNGSZEIT	1 Jahr	gemäß Aufbereitungszyklen	max. 7 Tage im Beatmungsschlauch	max. 7 Tage im Beatmungsschlauch
ERSTATTUNGSFÄHIG	x			
GERÄTE MIT ÄHNLICHER FUNKTION	Vortex, AeroChamber u. a.	Vortex		
ZUBEHÖR	Masken sind einzeln erhältlich	RC-Adapter (ID15mm/ID 22mm) für Trachealkanüle Artikel Nr. 3630-10	RC-Adapter für Beatmungsschlauch (15 mm ID/22 mm AD) Artikel-Nr. 3610-10 RC-Adapter für Beatmungsschlauch (22 mm ID/22 mm AD) Artikel-Nr. 3620-10	RC-Adapter für Beatmungsschlauch (15 mm ID/22 mm AD) Artikel-Nr. 3610-10 RC-Adapter für Beatmungsschlauch (22 mm ID/22 mm AD) Artikel-Nr. 3620-10
	RC-Chamber® Artikel-Nr. 30100-10, 30200-10, 30300-10, 30400-10, 30450-10	Tipshaler HospitHal® mit Mundstück für Erwachsene & Kinder ab 6 J. Artikel-Nr. 385-10 / 385-50 / 385-100 Tipshaler-HospitHal® mit Maske für Säuglinge 0–1 Jahr Artikel-Nr. 386-10 für Kleinkinder 1–6 Jahre Artikel-Nr. 387-10 für Erwachsene Artikel-Nr. 388-10	CombiHaler® Artikel-Nr. 381-10	MinimHal® Artikel-Nr. 384-10

* Dosieraerosol separat erhältlich.

CEGLA Medizintechnik:

Ein echtes Familienunternehmen, in dem die Patient:innen und das leichtere Atmen im Mittelpunkt stehen.



Die beiden Generationen des Familienunternehmens CEGLA Medizintechnik

Die Apothekerin Ruth Cegla und ihr Mann, der Pneumologe Prof. Dr. med. Ulrich Cegla, haben atemtherapeutische Hilfsmittel neu erfunden, patentiert und weiterentwickelt. Innovationen, wie z. B. die oszillierenden Atemtherapiegeräte RC-Cornet®, RC-Cornet® PLUS und das RC-FIT® CLASSIC zeigen, dass Medizintechnik aus Deutschland national und international begeistert.

Erfolgreich in zweiter Generation von Tochter Andrea und ihrem Ehemann Jens Ebinger geführt, steht CEGLA konsequent für Qualität, Sicherheit und Service. Doppelt ausgezeichnet mit dem Deutschen Gesundheitsaward als Gesamtsieger für Atem- und Schlaftherapieprodukte 2023 und 2024.



CEGLA Medizintechnik ist Mitglied bei den nebenstehenden Organisationen und unterstützt zudem viele Patientenorganisationen im Bereich chronischer Atemwegserkrankungen.



Mehr dazu unter: www.cegla.de/unternehmen/ueber-uns



LEICHTER ATMEN
GESUNDHEITSPORTAL

leichter-atmen.de bietet Menschen mit Atemwegserkrankungen, Angehörigen und Interessierten umfangreiche Informationen zu Lungengesundheit sowie Unterstützung zur Verbesserung der Lebensqualität.

CEGLA Medizintechnik GmbH
Horresser Berg 1
DE-56410 Montabaur
Tel +49 2602 92 13-0
info@cegla.de
www.cegla.de

Copyright by CEGLA Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Eigentümerin der Trade Marks und der registrierten Trade Marks ist das Unternehmen CEGLA Medizintechnik GmbH.

Bitte Gebrauchsanweisung lesen. Produktabbildungen können in Form und Farbe vom Original abweichen.